

Seria Metakrylany: Paznokcie MN-1000

Zestaw substancji do testów płatkowych
zgodny z zaleceniami Międzynarodowej Grupy Badającej Wyprysk Kontaktowy (ICDRG),
do stosowania w komorach IQ Ultra™

Lp.	Nr kat.	Substancja testowa
1	B-018	Akrylan butylu 0,1% waz.
2	E-012	Metakrylan etylu 2% waz.
3	B-021	Metakrylan butylu 2% waz.
4	H-010	Metakrylan 2-hydroksyetylu 2% waz.
5	H-018	2-hydroksypropylometakrylan 2% waz.
6	E-007	Dwumetakrylan glikolu etylenowego 2% waz.
7	T-018	Dimetakrylan trójetylenoglikolu 2% waz.
8	H-004	Diakrylan 1,6-heksanodiolu 0,1 %waz.
9	T-021	Triakrylan trimetylopropanu 0,1% waz.
10	T-027	Metakrylan tetrahydrofurfurylu 2% waz.
11	E-004	Akrylan etylu 0,1% waz.
12	H-009	Akrylan 2-hydroksyetylu 0,1% waz.
13	T-017	Diakrylan trójetylenoglikolu 0,1% waz.

Stosować 20 µl roztworu wazelinowego lub 30 µl roztworu wodnego na 1 test.
1 opakowanie wystarcza na około 200 testów

Producent:

Chemotechnique Diagnostics, Modemgatan 9, SE-235 39, Vellinge, Szwecja

Wyłączny dystrybutor:

Instytut Dermatologii sp. z o. o., ul. Józefa Kustronia 2, 30-433 Kraków, tel. 12 416 62 62

Przechowywać w ciemności, w temp. 5-8°C

Data ważności podana na opakowaniach poszczególnych substancji.

Występowanie haptenów: www.alergolog.eu