

Seria Epoksydy E-1000

Zestaw substancji do testów płatkowych
zgodny z zaleceniami Międzynarodowej Grupy Badającej Wyprysk Kontaktowy (ICDRG),
do stosowania w komorach IQ Ultra™

Lp.	Nr kat.	Substancja testowa
1	H-003	Metenamina 2% waz.
2	D-001	Diaminodifenylometan 0,5% waz.
3	T-019	Trietylenotetramina 0,5% waz.
4	P-023	Eter 2-fenilo-glicydylowy 0,25% waz.
5	D-010	Dietylenotriamina 1% waz.
6	I-006	Izoforonodiamina 0,1% waz.
7	X-001	M-Ksylenodiamina 0,1% waz.
8	E-005	Dwuchlorowodorek etylenodwuaminy 1% waz.
9	D-053	Dimetyloaminopropylamina 1% wod.
10	B-035	Żywica epoksydowa, Bisfenol F 0,25% waz.
11	T-048	2,4,6-Tri(dimetyloaminometylo)fenol 0,5% waz.

Stosować 20 µl roztworu wazelinowego lub 30 µl roztworu wodnego na 1 test.
1 opakowanie wystarcza na około 200 testów

Producent:

Chemotechnique Diagnostics, Modemgatan 9, SE-235 39, Vellinge, Szwecja

Wyłączny dystrybutor:

Instytut Dermatologii sp. z o. o., ul. Józefa Kustronia 2, 30-433 Kraków, tel. 12 416 62 62

Przechowywać w ciemności, w temp. 5-8°C

Data ważności podana na opakowaniach poszczególnych substancji.

Występowanie hapténów: www.alergolog.eu