

Seria Fryzjerska H-1000

Zestaw substancji do testów płatkowych
zgodny z zaleceniami Międzynarodowej Grupy Badającej Wyprysk Kontaktowy (ICDRG),
do stosowania w komorach IQ Ultra™

Lp.	Nr kat.	Substancja testowa
1	P-006	Parafenylenodiamina zasadowa 1% waz.
2	D-002	Siarczan 2,5-diaminotoluenu 1% waz.
3	N-004	2-Nitro-4-fenylenodiamina 1% waz.
4	A-012	Tioglikolan amonowy 2,5% wod.
5	A-011	Nadsiarczan amonu 2,5% waz.
6	F-002B	Formaldehyd 2% wod.
7	N-002A	Siarczan niklu 5% waz.
8	C-017A	Chlorek kobaltu 1% waz.
9	R-001	Rezorcinol 1% waz.
10	A-008	3-Aminofenol 1% waz.
11	A-009	4-Aminofenol 1% waz.
12	P-042	Pantenol 5% waz.
13	H-007	Hydrochinon 1% waz.
14	B-001	Żywica Myroxylon Pereirae (balsam peruwiański) 25% waz.
15	C-006	2-chloroacetamid 0,2% waz.
16	G-004	Monotioglikolan glicerolu 1% waz.
17	C-018	Betaina kokamidopropylowa 1% wod.
18	C-009B	Metyloizotiazolinon+Metylochloizotiazolinon 0,02% wod.
19	B-015A	2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol 0,25% waz.
20	C-025	Kaptan 0,5% waz.
21	C-008	4-chloro-3-krezol 1% waz.
22	C-010A	4-chloro-3,5-ksylenol, PCMX 0,5% waz.
23	I-001A	Imidazolidynylomocznik, Germal 115 2% waz.
24	C-007A	Quaternium 15; Chlorek 1-(3-chloroalil)-3,5,7-triazo-1-azoniaadamantanu 1% waz.
25	Z-006	Pirytionian cynku 1% waz.
26	D-044A	2,5-diazolidynylomocznik, Germall II 2% waz.
27	L-004	Glukozyd laurylowy 3% waz.
28	O-005	Oleamidopropyl dimetyloaminy 0,1% wod.
29	D-065	Glukozyd decylowy 5% waz.
30	T-049	Toluenu-2,5-diamina 1% waz.
31	A-039	4-Amino-2-Hydroksytoluen 1% waz.
32	C-052	Chlorowodorek cysteaminy 0,5% waz.
33	M-039	2-Metyloresorcinol 1% waz.
34	H-033	Siarczan hydroksyetylo-p-Fenylendiaminy 2% waz.
35	M-040	p-Metyloaminofenol 1% waz.

Lp.	Nr kat.	Substancja testowa
36	C-050	Bromek cetylotrójmetyloamoniowy 0,5% waz.
37	S-011	Pirosiarczyn sodu 1% waz.

Stosować 20 µl roztworu wazelinowego lub 30 µl roztworu wodnego na 1 test.
1 opakowanie wystarcza na około 200 testów

Producent:

Chemotechnique Diagnostics, Modemgatan 9, SE-235 39, Vellinge, Szwecja

Wyłączny dystrybutor:

Instytut Dermatologii sp. z o. o., ul. Józefa Kustronia 2, 30-433 Kraków, tel. 12 416 62 62

Przechowywać w ciemności, w temp. 5-8°C

Data ważności podana na opakowaniach poszczególnych substancji.

Występowanie substancji: www.alergolog.eu