

Seria Metakrylany: Kleje, Stomatologia, Inne MA-1000

Zestaw substancji do testów płatkowych
zgodny z zaleceniami Międzynarodowej Grupy Badającej Wyprysk Kontaktowy (ICDRG),
do stosowania w komorach IQ Ultra™

Lp.	Nr kat.	Substancja testowa
1	M-013	Metakrylan metylu 2% waz.
2	B-021	Metakrylan butylu 2% waz.
3	H-010	Metakrylan 2-hydroksyetylu 2% waz.
4	H-018	2-hydroksypropylometakrylan 2% waz.
5	E-007	Dwumetakrylan glikolu etylenowego 2% waz.
6	T-018	Dimetakrylan trójetylenoglikolu 2% waz.
7	B-017	Dimetakrylan butano-1,4-diolu 2% waz.
8	U-004	Dimetakrylan uretanu 2% waz.
9	M-007	Dimetakrylan Bisfenolu A, BIS-MA 2% waz.
10	H-013	BIS-GMA 2% waz.
11	H-004	Diakrylan 1,6-heksanodiolu 0,1% waz.
12	T-027	Metakrylan tetrahydrofurfurylu 2% waz.
13	T-029	Dimetakrylan tetraetylenoglikolu 2% waz.
14	D-045	Metakrylan N,N-dimetyloaminoetylu 0,2% waz.
15	E-023	Cyjanoakrylan etylu 10% waz.
16	I-019	Akrylan izobornylu 0,1% waz.
17	E-004	Akrylan metylu 0,1% waz.
18	H-009	Akrylan 2-hydroksyetylu 0,1% waz.
19	E-012	Metakrylan etylu 2% waz.
20	M-006B	2,2-bis(4-(2-metakrylo-oksytoksy)fenylopropan (BIS-EMA) 2% waz.
21	B-016	Diakrylan butylo-1,4-diolu 0,1% waz.
22	D-009	Diakrylan dietylenoglikolu 0,1% waz.
23	T-023	Diakrylan tripropylenoglikolu 0,1% waz.
24	T-021	Traikrylan trimetylopropanu 0,1% waz.
25	T-017	Diakrylan trietylenoglikolu 0,1% waz.
26	M-023	N,N-metylenobisakrylamid 1% waz.
27	B-018	Akrylan butylu 0,1% waz.

Stosować 20 µl roztworu wazelinowego lub 30 µl roztworu wodnego na 1 test.
1 opakowanie wystarcza na 200 testów

Producent:

Chemotechnique Diagnostics, Modemgatan 9, SE-235 39, Vellinge, Szwecja

Wyłączny dystrybutor:

Instytut Dermatologii sp. z o. o., ul. Józefa Kustronia 2, 30-433 Kraków, tel. 12 416 62 62

Przechowywać w ciemności, w temp. 5-8°C

Data ważności podana na opakowaniach poszczególnych substancji.

Występowanie haptenu: www.alergolog.eu