

Seria Materiały Dentystyczne - Personel DMS-1000

Zestaw substancji do testów płatkowych
zgodny z zaleceniami Międzynarodowej Grupy Badającej Wyprysk Kontaktowy (ICDRG),
do stosowania w komorach IQ Ultra™

Lp.	Nr kat.	Substancja testowa
1	M-013	Metakrylan metylu 2% waz.
2	T-018	Dimetakrylan trójetylenoglikolu 2% waz.
3	E-007	Dwumetakrylan glikolu etylenowego 2% waz.
4	H-013	BIS-GMA 2% waz.
5	H-010	Metakrylan 2-hydroksyetylu (HEMA) 2% waz.
6	T-027	Metakrylan tetrahydrofurfurylu 2% waz.
7	B-017	Dimetakrylan butano-1,4-diolu 2% waz.
8	M-022	Chlorek amonowortęciowy 1% waz.
9	E-016	Eugenol 2% wod.
10	G-003A	Aldehyd glutarowy 0,2% waz.

Stosować 20 µl roztworu wazelinowego lub 30 µl roztworu wodnego na 1 test.
1 opakowanie wystarcza na około 200 testów

Producent:

Chemotechnique Diagnostics, Modemgatan 9, SE-235 39, Vellinge, Szwecja

Wyłączny dystrybutor:

Instytut Dermatologii sp. z o. o., ul. Józefa Kustronia 2, 30-433 Kraków, tel. 12 416 62 62

Przechowywać w ciemności, w temp. 5-8°C

Data ważności podana na opakowaniach poszczególnych substancji.

Występowanie haptenów: www.alergolog.eu